



Monitor płodu Sonicad Team 3

Opis produktu

Sonicad Team 3 charakteryzuje się stylową, niewyróżniającą się na tle łóżka budową monitor Team 3 zapewnia precyzyjny i wyraźny, wizualny status płodu i matki. Gama produktów jest wyposażona w funkcje zapewniające niedrogie, niezawodne i precyzyjne monitorowanie tętna płodu/matki.

Urządzenie jest łatwe w użyciu dzięki ekranowi dotykowemu z ikonami. Tętno płodu można wyświetlić w postaci dużych cyfr z automatycznym skalowaniem w celu monitorowania pojedynczego płodu, bliźniąt i trojaczków, co pozwala uzyskać optymalną widoczność.

- Monitorowanie ultrasonograficzne z możliwością obserwacji trojaczków
- Podwójne markery ruchów płodu (ręczne i automatyczne)
- Wysokiej jakości dźwięk dla najczulszej detekcji tętna płodu
- Najnowsza, najpotężniejsza wersja słynnego modelu interpretacji

KTG według kryteriów Dawesa-Redmana

- Praca przy zasilaniu sieciowym/akumulatorowym*
- Integralna baza danych pacjentek z pamięcią zapisów o nieograniczonej pojemności*
- Konfigurowany przez użytkownika system alarmów dotyczących płodu i matki
- Opcja pomiaru ciśnienia tętniczego i SpO2 matki

Dostępny także wariant e-KTG – dla monitorowania bez użycia papieru i drukarki. (wymagany jest komputer i oprogramowanie)

NOWA analiza KTG według kryteriów Dawesa-Redmana, tylko w urządzeniach Sonicaid.

Zaawansowana przedporodowa analiza KTG dostarcza obiektywnej, liczbowej i jednolitej oceny zapisu KTG.

Funkcja TRENDÓW śródporodowych dostarcza jednoznacznych danych na temat okresowych

zmian FHR w czasie. Do stosowania podczas pierwszego stadium porodu.

Wbudowana pamięć zapisów oraz funkcja tworzenia kopii zapasowej umożliwiają nieograniczone czasowo przechowywanie zapisów tętna płodu oraz ich archiwizację.

Pierwszy monitor tętna płodu z technologią BP, który mierzy ciśnienie tętnicze w trakcie napełniania mankietu i został klinicznie zatwierdzony do stosowania w okresie ciąży.



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Plouszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY