

Monitor tętna BD4000XS



Opis produktu

Monitor tętna **BD4000XS** jest idealny do stosowania w poradniach przedporodowych i gabinetach lekarskich. Jego kompaktowy rozmiar i styl niwelują surową i solidną konstrukcję wykonaną z tych samych materiałów i według tej samej koncepcji co znane na całym świecie dopplery ręczne.

- Możliwość monitorowania bliźniąt w standardzie
- Unikalna funkcja drukowania pełnej skali FHR bliźniąt
- Regulowane przez użytkownika alarmy rzadkoskurczu, częstoskurczu, utraty kontaktu oraz weryfikacji tętna pomiędzy kanałami
- Interfejs systemu oprogramowania
- Regulowana przez użytkownika funkcja opisywania zapisu
- Automatyczne wykrywanie ruchów płodu
- Intuicyjny interfejs użytkownika i elementy sterujące upraszczające szkolenie
- Marker ruchów płodu wyczuwanych przez matkę
- Bardzo długie rolki czystego papieru termicznego redukują koszty pracy i gwarantują 100% dokładność zapisu.
- Opcjonalny wózek i mocowanie ścienne