



Multifunkcyjny fotel zabiegowy FoZa Basic

Opis produktu

Multifunkcyjny fotel zabiegowy FoZa Basic jest dedykowany jako fotel do pobierania krwi oraz wykonywania zabiegów medycznych.

Można na nim wykonywać zabiegi pobierania krwi, zabiegi laryngologiczne i okulistyczne, zabiegi dializy i chemioterapii.

Może stanowić podstawowe wyposażenie szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pomagać w opiece w domach prywatnych, punktów krwiodawstwa, punktów pobrań krwi oraz gabinetów zabiegowych.

PRZEZNACZENIE

- przeprowadzanie badań pacjentów,
- wykonywanie czynności i zabiegów medycznych,
- pobieranie krwi,
- wykonywanie innych badań lekarskich.

KONSTRUKCJA FOTEŁA

Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.

Fotel medyczny posiada wyposażenie dodatkowe w postaci niewielkiego stolika/blatu.

Segmenty siedziska, oparcia pleców oraz podłokietniki są pokryte bezszwową tapicerką.

Segment oparcia pleców posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS.

Regulacja kąta pochylenia segmentu oparcia pleców realizowany jest za pomocą sprężyny gazowej poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni.

Wyrób posiada znak CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita długość fotela:	1445 mm
Całkowita szerokość fotela:	880 mm
Szerokość siedziska:	550 mm
Wysokość siedziska:	500 mm
Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców:	75°
Trendelenburg segmentu oparcia pleców:	- 7° ± 2°
Kątowa regulacja podłokietników:	- 20° do 60°
Zakres regulacji wysokości podłokietników:	150 do 250 mm
Wymiary blatu bocznego:	248 x 348 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie:	150 kg
Maksymalne obciążenie blatu bocznego:	10 kg



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Okres użytkowania:

10 lat