



Multifunkcyjny fotel zabiegowy FoZa Basic Mobil

Opis produktu

Multifunkcyjny fotel zabiegowy FoZa Basic Mobil przeznaczony jest do przewożenia oraz przeprowadzania badań pacjentów, wykonywania czynności i zabiegów: pobierania krwi, dializy, chemioterapii.

Uniwersalny fotel medyczny FoZa Basic Mobil może stanowić wyposażenie domów opieki społecznej, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pomagać w opiece w domach prywatnych.

PRZEZNACZENIE

- wszelkie badania lekarskie i podstawowe zabiegi medyczne,
- pobieranie krwi,
- zabieg dializy,
- zabieg chemioterapii,
- zabiegi laryngologiczne,
- zabiegi okulistyczne.

KONSTRUKCJA FOTEŁA

Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.

Układ jezdny fotela wyposażony jest w podwozie z indywidualną blokadą kół tylnych.

Segmenty siedziska, oparcia pleców oraz podudzia są tapicerowane.

Segment oparcia pleców posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS.

Regulacja kąta segmentów oparcia pleców i podudzia realizowana jest za pomocą sprężyn gazowych poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni.

Fotel medyczny posiada wyposażenie dodatkowe w postaci niewielkiego stolika/blatu.

Fotel zabiegowy FoZa Basic Mobil jest dedykowany opiece paliatywnej.

Wyrób posiada znak CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita długość fotela:	1870 ± 20 mm
Całkowita szerokość fotela:	880 mm ± 20 mm
Szerokość siedziska:	550 mm ± 20 mm
Wysokość siedziska:	500 mm ± 20 mm
Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców:	75° ± 2°
Trendelenburg segmentu oparcia pleców:	- 7° ± 2°
Kątowa regulacja segmentu podudzia	7° do - 70° (± 2°)
Kątowa regulacja podłokietników:	- 20° do 60° (± 2°)



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Zakres regulacji wysokości podłokietników:	150 do 250 ($\pm$ 2) mm
Wymiary blatu bocznego:	248 x 348 ($\pm$ 10) mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie:	150 kg
Średnica kół jezdnych przednich:	Ø150 mm
Średnica kół jezdnych tylnych, mm	Ø100 mm
Maksymalne obciążenie blatu bocznego:	10 kg
Okres użytkowania:	10 lat