



Multifunkcyjny fotel zabiegowy FoZa Basic Plus

Opis produktu

Multifunkcyjny fotel zabiegowy FoZa Basic Plus jest dedykowany placówkom medycznym, może stanowić wyposażenie domów opieki społecznej, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz innych placówek medycznych.

Można na nim wykonywać pobieranie krwi, dializy, chemioterapię oraz inne zabiegi laryngologiczne i okulistyczne.

PRZEZNACZENIE

- przeprowadzanie badań lekarskich pacjentów,
- wykonywanie czynności i zabiegów medycznych,
- pobieranie krwi,
- przeprowadzanie zabiegu dializy,
- przeprowadzanie zabiegów chemioterapii.

Może być wykorzystywany jako:

- fotel do dializ,
- fotel zabiegowy,
- fotel chirurgiczny do wykonywania zabiegów chirurgicznych jednego dnia.

KONSTRUKCJA FOTEŁA

Fotel wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.

Fotel medyczny posiada wyposażenie dodatkowe w postaci niewielkiego stolika/blatu.

Segmenty siedziska, oparcia pleców oraz regulowany segment podudzia są tapicerowane bezszwowo.

Segment oparcia pleców posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS.

Regulacja kąta pochylenia segmentów oparcia pleców i kąt segmentu podudzia realizowana jest za pomocą sprężyn gazowych poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni.

Wyrób posiada znak CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita długość fotela:	1870
Całkowita szerokość fotela:	880 mm
Szerokość siedziska:	550 mm
Wysokość siedziska:	500 mm
Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców:	75°
Trendelenburg segmentu oparcia pleców:	- 7° ± 2°
Kątowa regulacja segmentu podudzia	7° do - 70°
Kątowa regulacja podłokietników:	- 20° do 60°



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Zakres regulacji wysokości podłokietników:	150 do 250 mm
Wymiary blatu bocznego:	248 x 348 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie:	150 kg
Maksymalne obciążenie blatu bocznego:	10 kg
Okres użytkowania:	10 lat