



Multifunkcyjny fotel zabiegowy FoZa Dona

Opis produktu

Multifunkcyjny fotel zabiegowy FoZa Dona przeznaczony jest do przeprowadzania badań pacjentów, wykonywania czynności i zabiegów: pobierania krwi, dializ i chemioterapii.

Fotel FoZa Dona dedykowany jest stacjom krwiodawstwa do zabiegu pobierania krwi.

Fotel FoZa Dona Może stanowić wyposażenie stacji dializ oraz chemioterapii.

PRZEZNACZENIE

- przeprowadzanie badań lekarskich pacjentów i wykonywanie zabiegów medycznych,
- pobieranie krwi,
- chemioterapia,
- przeprowadzanie zabiegu dializy.

Może być wykorzystywany jako:

- fotel do dializowania,
- multifunkcyjny fotel zabiegowy,
- fotel chirurgiczny do wykonywania zabiegów chirurgicznych jednego dnia.

KONSTRUKCJA FOTEŁA

Uniwersalny wielofunkcyjny fotel medyczny FoZa Dona wykonany jest z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.

Fotel medyczny posiada wyposażenie dodatkowe w postaci niewielkiego stolika/blatu.

Segmenty siedziska oraz oparcia pleców są tapicerowane.

Segment oparcia pleców posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS.

Regulacja kąta segmentów oparcia pleców i siedziska realizowana jest za pomocą sprężyn gazowych poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni.

Wyrób posiada znak CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita długość fotela:	1980 mm
Całkowita szerokość fotela:	880 mm ± 20 mm
Szerokość siedziska:	550 mm ± 20 mm
Wysokość siedziska:	500 mm ± 20 mm
Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców:	75° ± 2°
Trendelenburg segmentu oparcia pleców:	- 7° ± 2°
Kątowa regulacja segmentu siedziska:	5° do 20° (± 2°)
Kątowa regulacja podłokietników:	- 20° do 60° (± 2°)



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Zakres regulacji wysokości podłokietników:	150 do 250 ($\pm$ 2) mm
Wymiary blatu bocznego:	248 x 348 ($\pm$ 10) mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie:	150 kg
Maksymalne obciążenie blatu bocznego:	10 kg
Okres użytkowania:	10 lat