



Myjnia - dezynfektor Topline 20

Opis produktu

TopLine 20 Myjnia-dezynfektor z cokołem do ustawienia na posadzce.

- Myjnia dezynfektor przeznaczona do automatycznego opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia różnego typu basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu
- Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych
- Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3
- Obudowa, zbiornik na wodę, komora myjąco-dezynfekująca wykonane ze stali nierdzewnej
- Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu (*Opcjonalnie możliwość automatycznego otwierania drzwi za pomocą czujnika na podczerwień*)
- Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 wyrażona wskaźnikiem A0 na poziomie 60. Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A0 600 i A0 3000
- Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej
- System 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna oraz dodatkowa dysza do dystrybucji pary.
- Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu
- Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.
- Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji
- Ekran LCD wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim
- Opcjonalnie urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi są schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz

Parametry techniczne:

Wymiary urządzenia:	Model stojący na posadzce: wysokość : 1730 mm szerokość. 500 mm głębokość: 450 mm
Czas trwania cykli:	program krótki: 4-5 min. program normalny: 5-6 min program intensywny: 6.5-7 min (Możliwość modyfikacji i indywidualnych ustawień dodatkowych cykli pracy)
Instalacja wodna:	zimna woda 5-25 ° C, ciepła woda 45-60° C; 1/2 " odpływ: Ø 100 mm maksymalny przepływ 18 l/m ciśnienie min 1 bar max 5 bar przed zaworem magnetycznym izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z normą PN/EN 1717:2003
Instalacja elektryczna	1 N PE 230 V, 50 Hz - moc całkowita 2,8 kW 16 A 3 N PE 400 V 50 Hz - moc całkowita 4,6 kW 16 A Topline 10/20/40: IP X4



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

System Dysz	13 dysz w tym; 1 dysza teleskopowa, rotacyjna, 3 dysze do kaczek, 3 górne, 2 środkowe i 3 dolne dysze rotacyjne i 1 dysza do mycia naczyń z zewnątrz
Obudowa	stal nierdzewna 1.4301 (CrNi018/10, AISI 304) optyczne i akustyczne informacje o usterkach
Głośność	50 dB