



Okulary ochronne dla zwierząt

Opis produktu

Okulary ochronne zapewniają bezpieczeństwo podczas zabiegów, chroniąc oczy naszych pupili przed promieniowaniem laserowym o długości fali **800-1100 nm**. **Doggles** występują w trzech rozmiarach – S, M, L. Każdy model okularów ochronnych jest wyposażony w elastyczne opaski na głowę i podbródek, umożliwiając łatwe i pewne dopasowanie podczas zabiegów. Okulary posiadają filtr absorpcyjny o grubości 2 mm, w kolorze ciemnej zieleni.