



Osprzęt do kabiny UGUL

Opis produktu

Linki ze stylonowego sznura, w zależności od przeznaczenia, posiadają kausze, regulator długości, zblocza, karabińczyk i uchwyty.

1. do ćwiczeń i zawieszek KC/01
2. do ćwiczeń i zawieszek KC/02
3. do ćwiczeń samowspomaganych KC/03
4. do ćwiczeń oporowych pasa barkowego KC/04
5. do ćwiczeń oporowych i wyciągów KC/05

Podwieszki wykonane z tkaniny, pikowane. Każda podwieszka posiada przynajmniej dwa zaczepy dla podwieszek kończyn, tułowia lub stabilizacji na stole.

6. dla przedramion i podudzi KC/06
7. dla ramion i ud KC/07
8. pod miednicę KC/08, KC/08a pod miednicę wzmocniona
9. pod klatkę piersiową KC/09
10. pod głowę KC/10
11. wążka za stopę KC/11
12. dwustawowa, niezaciskająca KC/12
13. pas do wyciągu za miednicę KC/13
14. kamaszek KC/14, skórzany KC/14S, płócienny KC/14M

Obciążniki, woreczki ze skóry z określoną wagą i półkółkiem do zawieszek, wypełnione śrutem.

15. o wadze 0,5 kg KC/17
16. o wadze 1,0 kg KC/18
17. o wadze 1,5 kg KC/19
18. o wadze 2,0 kg KC/20
19. o wadze 2,5 kg KC/21
20. o wadze 3,0 kg KC/22

Akcesoria dodatkowe:

- esik hak do zawieszek KC/24
- mankiet nadgarstkowy ze skóry KC/25
- mankiet nadgarstkowy ze skóry KC/26
- mankiet udowy ze skóry KC/27
- pętla Glissona US/02-01



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Pasy do stabilizacji:

- pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego SE-03
- pas do stabilizacji ud FC-03
- pas do stabilizacji ramienia i przedramienia FC-02
- pas do stabilizacji klatki piersiowej FC-01
- opaska na udo OS-34
- pas do stabilizacji na rzepy
- pas do stabilizacji skórzany

Zestawy:

- Osprzęt podstawowy
 - Osprzęt standard
 - Osprzęt pełny
-