



Otoskop LuxaScope Auris

Opis produktu

Otoskop zbudowany w oparciu o technologię LED-RING, światło jest generowane przez 6 źródeł światła znajdujących się na krawędzi części wziernikowej główki optycznej. Natężenie światła jest płynnie regulowane z zachowaniem pamięci ostatnich ustawień poprzez przytrzymanie włącznika narzędzia.

Możliwość dokonywania testów pneumatycznych za pomocą opcjonalnej gruszki (nie w zestawie).

Zasilanie bateryjne - 2 baterie AAA (w zestawie) - wystarczają na ponad 7 godzin ciągłej pracy z pełnym natężeniem światła.

Jednolite, jasne oświetlenie z temperaturą koloru 4000K zapewniające odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów (wartość CRI 90).

Natężenie światła: 10.000 Lux.

Otoskop Auris LED w wersji bateryjnej pracuje w standardzie napięcia baterijnego. Wzierniki otoskopu Auris LED marki Luxamed są kompatybilne z wziernikami do otoskopów w tanim i popularnym standardzie: Heine, KaWe, Riester.

W zestawie opakowanie tuba 20 wzierników jednorazowych: 10 szt. - 2,5 mm, 10 szt - 4,0 mm.