



Otoskop światłowodowy HEINE mini 3000 LED

Opis produktu

- **Bezobsługowy**, nie ma potrzeby, aby kiedykolwiek wymieniać diodę LED.
- Zoptymalizowana termicznie dioda LED zapewnia **stały poziom światła przez cały okres użytkowania**.
- **LED w jakości HQ**, jasne i całkowicie homogeniczne **oświetlenie ze znakomitą odwzorowaniem kolorów** – temperatura kolorów 4000 K, wskaźnik odwzorowania kolorów CRI > 95, a wskaźnik odwzorowania koloru czerwonego > 90.
- **100 % jaśniejszy** w porównaniu z instrumentami z oświetleniem ksenonowo-halogenowym.
- **Unikalny wskaźnik wydajności baterii**: instrument jest włączany z maksymalną intensywnością oświetlenia, a następnie natężenie oświetlenia jest regulowane do poziomu, który odpowiada aktualnemu stanowi baterii, dzięki czemu wiadomo, kiedy baterie trzeba będzie wymienić.
- **Unikalna funkcja przyciemniania** zmniejsza intensywność oświetlenia wraz z poziomem zużycia się baterii, informując o konieczności ich wymiany.
- **Czas pracy do 10 godzin**. Baterie alkaliczne rzadziej zmieniane, a baterie akumulatorowe zachowują dłuższą żywotność.

Dostępne wersje otoskopu światłowodowego HEINE mini 3000 LED :

D-008.70.120 z rękojeścią bateryjną mini 3000, z zestawem wzierników wielokrotnego użytku (4szt.), po 5 wzierników AllSpec 1x użytku Ø 2,5 i 4 mm, z bateriami

D-008.70.110 z z rękojeścią bateryjną mini 3000, po 5 wzierników AllSpec 1x użytku Ø 2,5 i 4mm, z bateriami

D-008.70.301 z rękojeścią akumulatorową mini 3000, po 5 wzierników AllSpec 1x użytku Ø 2,5 i 4mm, z bateriami (ładowarkę biurową mini NT proszę zamawiać osobno)

D-008.70.106 Otoskop światłowodowy mini 3000 LED, bez rękojści oraz dodatkowych akcesoriów

D-000.80.101 Łącznik do gruszki insuflacyjnej