



Otoskop światłowodowy HEINE mini 3000 z oświetleniem XHL

Opis produktu

- Gwarancja **20 000 cykli** włączenia/wyłączenia.
- **Dystalne oświetlenie światłowodowe:** homogeniczne, bezrefleksyjne oświetlenie przewody słuchowego oraz błony bębenkowej.
- **Okienko wzierne z 3x powiększeniem**, o konstrukcji minimalizującej refleksy świetlne i zapewniającej ostry obraz. Wygodne, odchylane okienko wzierne wbudowane w instrument
- **Możliwość podłączenia gruszki insuflacyjnej.** Umożliwia przeprowadzenie testu pneumatycznego ruchomości błony bębenkowej. Metalowy łącznik zamawiany jest oddzielnie
- **Klips mocujący** z wbudowanym wyłącznikiem. Wyłącza się automatycznie podczas wsuwania do kieszeni
- **Wymienne baterie.** Baterie typu AA lub opcjonalnie bateria akumulatorowa z ładowarką mini NT*
- **Dwuczęściowy instrument**, składa się z rękojeści i główki. Ułatwiona obsługa. Uniwersalna.
- **Nagrządzany design.** Najwyższa jakość w kieszonkowym rozmiarze

Dostępne wersje otoskopu mini 3000

- **D-001.70.120** Otoskop światłowodowy z rękojeścią baterijną mini 3000, z zestawem wzierników wielokrotnego użytku, po 5 wzierników AllSpec 1x użytku Ø 2,5 i 4mm, z bateriami
- **D-001.70.110** Otoskop światłowodowy z rękojeścią baterijną mini 3000, po 5 wzierników AllSpec 1x użytku Ø2,5 i 4mm, z bateriami
- **D-001.70.301** Otoskop światłowodowy z rękojeścią akumulatorową mini 3000, po 5 wzierników AllSpec 1x użytku Ø2,5 i 4mm, z bateriami (ładowarkę biurkową mini NT trzeba zamówić osobno)
- **D-001.70.106** Otoskop światłowodowy mini 3000, bez rękojeści oraz dodatkowych akcesoriów