



Parawan medyczny dwuskrzydłowy

Opis produktu

Parawan medyczny dwuskrzydłowy do gabinetów lekarskich wykonany jest z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji pokrytego farbą proszkową. Zastosowanie podstawy z kółkami jezdnyymi umożliwia szybkie i ciche umieszczenie parawanu w wybranym miejscu.

Parawan jest estetycznie wykonany, posiada kółka umożliwiające proste, szybkie i ciche przemieszczenie parawanu w wybrane miejsce w razie potrzeby.

Parawany medyczne przeznaczone są do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach (parawany szpitalne), sanatoriach, gabinetach prywatnych jak i szkolnych.

Parawan jednoskrzydłowy można całkowicie zdemontować co ułatwia transport. Zasłony dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych.

Wymiary:

Wysokość: 1700 mm
Szerokość: 2020 mm
Waga: 7,6 kg

Konstrukcja:

1. Układ jezdny z kółkami
2. Pokrętło blokujące
3. Elementy zasłony
4. Zasłona

Wyrób posiada znak CE.