



Parawan medyczny jednoskrzydłowy

Opis produktu

Parawan medyczny jednoskrzydłowy do gabinetów lekarskich wykonany jest z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji pokrytego farbą proszkową. Zastosowanie podstawy z kółkami jezdnyymi umożliwia szybkie i ciche umieszczenie parawanu w wybranym miejscu.

Parawan jest estetycznie wykonany, posiada kółka umożliwiające proste, szybkie i ciche przemieszczenie parawanu w wybrane miejsce w razie potrzeby.

Parawany medyczne przeznaczone są do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach (parawany szpitalne), sanatoriach, gabinetach prywatnych jak i szkolnych.

Parawan jednoskrzydłowy można całkowicie zdemontować co ułatwia transport. Zaslony dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych.

Wymiary:

Wysokość: 1700 mm
Szerokość: 1000 mm
Waga: 3,8 kg

Konstrukcja:

1. układ jezdny z kółkami
2. pokrętło blokujące
3. elementy zasłony
4. zasłona

Wyrób posiada znak CE.