



Parawan medyczny mobilny typu "bed end" SILENTIA

Opis produktu

Mobilny parawan medyczny typu "bed end" Silentia® to niezastąpiony sprzęt w szpitalach lub hospicjach, by samodzielnie lub w połączeniu z innymi parawanami stworzyć prywatną strefę dla pacjenta.

Budowa parawanu medycznego Silentia®

Opatentowana konstrukcja podstawy parawanu i odpowiedni rozstaw kół zapewniają **maksymalną stabilność**, a jednocześnie **nie zajmują wiele miejsca**.

Panele parawanu zbudowane są z kolorowych płyt umieszczonych w metalowych ramach, ramy na całej długości połączone są jednym zawiasem aluminiowym przypominającym z wyglądu listwę,

Konstrukcja zawiasu jest patentem firmy SILENTIA® i nie jest wykorzystywana w żadnych innych parawanach na całym świecie – cechuje ją wyjątkowa trwałość, zawiasy są nie do zużycia, a dodatkowo zapamiętują poprzednią pozycję parawany, by z łatwością się odpowiednio rozłożyć.

Konstrukcja parawanu jest lekka, ale zapewnia jednocześnie stabilność i bezpieczeństwo.

Specjalne **kółka**, na których zamontowany jest parawan niwelują nierówności podłogi, są również łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.

Konfiguracja parawanu medycznego Silentia®

Dostępne wysokości i długości parawanu:

Wysokość: 1,55m lub 1,85m,

Długość: 3 lub 5 skrzydeł (w zależności od wyboru ilości skrzydeł wynosi 1,5m lub 2,5m).

Długość złożonego parawanu: 0,55m.





Oryginalne rozwiązania Silentia ®

EasyClick – SILENTIA oferuje kompletne rozwiązania spełniające wymagania prywatności w każdym miejscu opieki nad pacjentem. Ponieważ nasze produkty są ze sobą kompatybilne, dzięki systemowi **EasyClick**, można łatwo je łączyć ze sobą i odłączać, zmieniając systemy w celu maksymalizacji korzyści. Bezproblemowe staje się wypięcie parawanu ze ściany i uczynienie go mobilnym przez zamontowanie na wózku.

EasyClean – System ten zapewnia optymalną higienę parawanów. Ekrany mają gładkie powierzchnie, które można czyścić wszystkimi środkami dezynfekującymi bez obawy zniszczenia ich. Zamknięte kółka można łatwo wyjąć i umyć oddzielnie w zmywarce do naczyń. Wszystkie powierzchnie parawanu są łatwo dostępne do czyszczenia i dezynfekcji.

EasyReturn to łatwe składanie parawanów przy użyciu tylko jednej ręki – chwytamy jedynie za ergonomiczny uchwyt.


Możliwości parawanów Silentia®

Kolorystyka


Szeroka gama kolorów parawanów medycznych Silentia ®




Wersja Daylight - skrzydła parawanu przepuszczające światło dzienne - w całości lub tylko część powierzchni.



Daylight



Top Daylight




Duo Daylight




Wersja dla dzieci


Planets only




Planets with illustrations for
younger children, 1–5 years old



Planets with illustrations for
older children, 6 years and up




Panel height



Konfigurator parawanów online

Sam skonfiguruj i zobacz jak będzie wyglądał Twój parawan:



Higiena

Najwyższe standardy higieny parawanów medycznych Silentia®

Parawany medyczne Silentia ® to jedne z nielicznych na rynku, które zapewniają najwyższe standardy higieny. W szpitalach są sprzymierzeńcem w zwalczaniu zakażeń krzyżowych. Dzięki koncepcji EasyClean™ pomagają utrzymać otoczenie pacjenta w czystości, spełniając najwyższe wymagania higieniczne.

- Wszystkie **powierzchnie parawanu Silentia są łatwo dostępne do czyszczenia**.
- Panele parawanów mają gładką twardą **powierzchnię odporną na środki dezynfekujące**.
- Konstrukcja każdego elementu parawanu, takiego jak zawiasy, listwy czy wózek została zaprojektowana z myślą o utrzymaniu maksymalnej higieny.
- Parawany Silentia są wyposażone w specjalny **uchwyt dla personelu**. Jest to jedyne miejsce, za który dotykamy parawan, żeby go złożyć, rozłożyć, lub przetransportować. Ograniczamy w ten sposób miejsce pozostawiania ewentualnych bakterii.
- **Zamknięta konstrukcja kół** zapobiega zbieraniu przez nie kurzu i włosów z podłogi. Można je odłączać od parawanu i myć oddzielnie pod wodą lub nawet w zmywarce.

Higiena

Najwyższe standardy higieny parawanów medycznych Silentia®

Parawany medyczne Silentia ® to jedne z nielicznych na rynku, które zapewniają najwyższe standardy higieny. W szpitalach są sprzymierzeńcem w zwalczaniu zakażeń krzyżowych. Dzięki koncepcji EasyClean™ pomagają utrzymać otoczenie pacjenta w czystości, spełniając najwyższe wymagania higieniczne.

- Wszystkie **powierzchnie parawanu Silentia są łatwo dostępne do czyszczenia**.
- Panele parawanów mają gładką twardą **powierzchnię odporną na środki dezynfekujące**.
- Konstrukcja każdego elementu parawanu, takiego jak zawiasy, listwy czy wózek została zaprojektowana z myślą o utrzymaniu maksymalnej higieny.
- Parawany Silentia są wyposażone w specjalny **uchwyt dla personelu**. Jest to jedyne miejsce, za który dotykamy parawan, żeby go złożyć, rozłożyć, lub przetransportować. Ograniczamy w ten sposób miejsce pozostawiania ewentualnych bakterii.



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- **Zamknięta konstrukcja kół** zapobiega zbieraniu przez nie kurzu i włosów z podłogi. Można je odłączać od parawanu i myć oddzielnie pod wodą lub nawet w zmywarce.