



Parawan medyczny PopUp Silentia

Opis produktu

Szpital w skrzyni - wszechstronne rozwiązanie podziału przestrzeni w każdej sytuacji.

Silentia PopUp został zaprojektowany do tymczasowego, bezpiecznego otoczenia pacjentów w sytuacjach awaryjnych lub w celu zapewnienia prywatności w miejscach publicznych, takich jak areny i hale sportowe.

W skład zestawu wchodzi:

- skrzynia transportowa 1szt.
- słupek startowy 1 szt.
- panele - ścianki 16 szt.
- podwójne kółka 17 szt.




Skrzynia wykonana ze sklejki, zgodna z normą ISPM15. Odpinane stalowe zatrzaski umożliwiają szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Dostawa na przedłużonej palecie UE.



System EasyClick umożliwia szybki i prosty montaż paneli bez użycia narzędzi. Opcjonalne uchwyty Silentia zapewniają łatwy dostęp do dodatkowych akcesoriów.

Szpital w skrzyni - prosta organizacja przestrzeni.



Do montażu opakowania oraz paneli nie są potrzebne żadne narzędzia ani dodatkowe akcesoria. Pudełko jest wytrzymałe, nadaje się do długotrwałego przechowywania i można je ustawiać jedno na drugim. Panele są nieprzezroczyste, ale przepuszczają światło. Są też łatwe do czyszczenia i odporne na stosowane w służbie zdrowia środki dezynfekujące.

Higiena

Najwyższe standardy higieny parawanów medycznych Silentia®

Parawany medyczne Silentia® to jedne z nielicznych na rynku, które zapewniają najwyższe standardy higieny. W szpitalach są sprzymierzeńcem w zwalczaniu zakażeń krzyżowych. Dzięki koncepcji EasyClean™ pomagają utrzymać otoczenie pacjenta w czystości, spełniając najwyższe wymagania higieniczne.

- Wszystkie **powierzchnie parawanu Silentia są łatwo dostępne do czyszczenia.**
- Panele parawanów mają gładką twardą **powierzchnię odporną na środki dezynfekujące.**
- Konstrukcja każdego elementu parawanu, takiego jak zawiasy, listwy czy wózek została zaprojektowana z myślą o utrzymaniu maksymalnej higieny.
- Parawany Silentia są wyposażone w specjalny **uchwyt dla personelu.** Jest to jedyne miejsce, za który dotykamy parawan, żeby go złożyć, rozłożyć, lub przetransportować. Ograniczamy w ten sposób miejsce pozostawiania ewentualnych bakterii.
- **Zamknięta konstrukcja kół** zapobiega zbieraniu przez nie kurzu i włosów z podłogi. Można je odłączać od parawanu i myć oddzielnie pod wodą lub nawet w zmywarce.