



Parawan medyczny trzyskrzydłowy

Opis produktu

Parawan składany PM-3 przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach i gabinetach lekarskich. Szeroki, trzyskrzydłowy parawan medyczny zapewni pacjentom komfort i ułatwi pracę personelowi medycznemu. Parawan łączony za pomocą zatrzasków.

Parawany składane są jednym z najważniejszych elementów wyposażenia większości gabinetów lekarskich.

Wymiary:

Wysokość: 1700 mm
Szerokość: 3030 mm
Waga: 11,5 kg

Konstrukcja:

1. układ jezdny z kółkami
2. pokrętło blokujące
3. elementy zasłony
4. zasłona
5. zatrzaski

Wyrób posiada znak CE.