



Parawan prysznicowy SILENTIA

Montaż



Serwis



Transport



Opis produktu

Budowa parawanu prysznicowego Silentia ®:

Panele parawanu zbudowane są z płyt umieszczonych w metalowych ramach, ramy na całej długości połączone są jednym **zawiasem aluminiowym** przypominającym z wyglądu listwę.

Konstrukcja zawiasu jest **patentem firmy Silentia®** i nie jest wykorzystywana w żadnych innych parawanach na całym świecie – cechuje ją wyjątkowa trwałość, zawiasy są nie do zużycia, a dodatkowo zapamiętują poprzednią pozycję parawanu, by z łatwością się odpowiednio rozłożyć.

Konstrukcja parawanu jest lekka, ale zapewnia jednocześnie **stabilność i bezpieczeństwo**.

Specjalne kółka, na których zamontowany jest parawan niwelują nierówności podłogi, są również łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.

Dostępne wersje parawanu prysznicowego Silentia ®:

- parawan prysznicowy podwójny lewy



- parawan prysznicowy podwójny prawy




- parawan prysznicowy pojedynczy



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY



Dostępne wysokości:

1,3m / 1,5m / 1,7m

Dostępne szerokości skrzydeł:

0,71m / 0,93m / 1,15m

Zobacz, jakie to proste: