



Parawan przezroczysty ClearPanel™ SILENTIA

Opis produktu

ClearPanel™ to zupełnie przezroczysty mobilny parawan przeznaczony do placówek medycznych, zmniejszający ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii w powietrzu.

Zastosowanie:

Parawan medyczny **ClearPanel™** umożliwia kontakt wzrokowy z pacjentem, rozmowę lub obserwację stanu pacjenta, a jednocześnie jest barierą dla wirusów, zwiększając higienę i bezpieczeństwo personelu.

Propozycje wykorzystania parawanu:

- izba przyjęć - gdy występuje kontakt z wieloma niezdiagnozowanymi pacjentami
- gabinety lekarskie - bezpieczna ocena stanu pacjenta i diagnoza
- oddziały intensywnej terapii - monitorowanie wzrokowe stanu pacjenta, zwiększające reżim sanitarny
- fizjoterapia - parawan umożliwia bliski kontakt z pacjentem obserwację i nadzorowanie bez kontaktu dotykowego
- domy opieki - monitorowanie bezpieczeństwa pacjenta z zachowaniem odpowiedniego dystansu
- recepcja - kontakt wzrokowy i rozmowa z pacjentem z ograniczeniem rozprzestrzeniania się ewentualnych wirusów

Jakość i ergonomia:

- patentowana konstrukcja parawanów medycznych **Silentia®** zapewnia maksymalną stabilność i bezpieczeństwo, zajmując jednocześnie niewiele miejsca na podłodze.
- ClearPanel™ to lekki i mobilny parawan, łatwy w transporcie, dzięki konstrukcji na kółkach.
- Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, co ułatwia jego przechowywanie, gdy nie jest potrzebny.
- Parawan wyposażony jest w wygodny uchwyt do transportu.
- Panele parawanu są wykonane z poliwęglanu, który jest odporny na środki dezynfekujące używane w każdej placówce służby zdrowia.
- Wyprodukowany z materiałów nadających się do recyklingu.

Higiena i utrzymanie w czystości:

- Gładkie powierzchnie i zminimalizowanie wszelkich szczelin w parawanie ułatwiają utrzymanie go w czystości.
- Możliwość czyszczenia i dezynfekcji wszystkimi środkami używanymi w tym celu w placówkach medycznych bez ryzyka zniszczenia parawanu.

Parametry techniczne:

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	WAGA	ROZMIAR ZŁOŻONY	
				SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
06522-CP	1.5 m	1.55 m	27.5 kg	0.38 m	0.55 m
06523-CP	1.5 m	1.85 m	30.5 kg	0.38 m	0.55 m

Higiena

Najwyższe standardy higieny parawanów medycznych Silentia®

Parawany medyczne Silentia® to jedne z nielicznych na rynku, które zapewniają najwyższe standardy higieny. W szpitalach są sprzymierzeńcem w zwalczaniu zakażeń krzyżowych. Dzięki koncepcji EasyClean™ pomagają utrzymać otoczenie pacjenta w czystości, spełniając najwyższe wymagania higieniczne.

- Wszystkie **powierzchnie parawanu Silentia są łatwo dostępne do czyszczenia**.
- Panele parawanów mają gładką twardą **powierzchnię odporną na środki dezynfekujące**.
- Konstrukcja każdego elementu parawanu, takiego jak zawiasy, listwy czy wózek została zaprojektowana z myślą o utrzymaniu maksymalnej higieny.
- Parawany Silentia są wyposażone w specjalny **uchwyt dla personelu**. Jest to jedyne miejsce, za który dotykamy parawan, żeby go złożyć, rozłożyć, lub przetransportować. Ograniczamy w ten sposób miejsce pozostawiania ewentualnych bakterii.
- **Zamknięta konstrukcja kół** zapobiega zbieraniu przez nie kurzu i włosów z podłogi. Można je odłączać od parawanu i myć oddzielnie pod wodą lub nawet w zmywarce.

Higiena

Najwyższe standardy higieny parawanów medycznych Silentia®

Parawany medyczne Silentia® to jedne z nielicznych na rynku, które zapewniają najwyższe standardy higieny. W szpitalach są sprzymierzeńcem w zwalczaniu zakażeń krzyżowych. Dzięki koncepcji EasyClean™ pomagają utrzymać otoczenie pacjenta w czystości, spełniając najwyższe wymagania higieniczne.

- Wszystkie **powierzchnie parawanu Silentia są łatwo dostępne do czyszczenia**.
- Panele parawanów mają gładką twardą **powierzchnię odporną na środki dezynfekujące**.
- Konstrukcja każdego elementu parawanu, takiego jak zawiasy, listwy czy wózek została zaprojektowana z myślą o utrzymaniu maksymalnej higieny.
- Parawany Silentia są wyposażone w specjalny **uchwyt dla personelu**. Jest to jedyne miejsce, za który dotykamy parawan, żeby go złożyć, rozłożyć, lub przetransportować. Ograniczamy w ten sposób miejsce pozostawiania ewentualnych bakterii.
- **Zamknięta konstrukcja kół** zapobiega zbieraniu przez nie kurzu i włosów z podłogi. Można je odłączać od parawanu i myć oddzielnie pod wodą lub nawet w zmywarce.