

Parawan składany mobilny SILENTIA



Opis produktu

Składany parawan Silentia® na wózku jezdnym to mobilny elastyczny system najwyższej jakości pozwalający łatwo i szybko zorganizować prywatne miejsce dla pacjenta.

Budowa parawanu medycznego Silentia®

System parawanów Silentia® składa się z **paneli o szerokości 25cm składanych harmonijkowo**.


Panele parawanu zbudowane są z kolorowych płyt umieszczonych w metalowych ramach, ramy na całej długości połączone są jednym zawiasem aluminiowym przypominającym z wyglądu listwę.

Konstrukcja zawiasu jest patentem firmy SILENTIA® i nie jest wykorzystywana w żadnych innych parawanach na całym świecie – cechuje ją wyjątkowa trwałość, zawiasy są nie do zużycia, a dodatkowo zapamiętują poprzednią pozycję parawan, by z łatwością się odpowiednio rozłożyć.

Konstrukcja parawanu jest lekka, ale zapewnia jednocześnie stabilność i bezpieczeństwo.

Mobilny wózek, na którym umieszczony jest parawan pozwala po złożeniu przewieźć go w każde miejsce, za pomocą jednej ręki, trzymając jedynie za uchwyt.

Specjalne **kółka**, na których zamontowany jest parawan niwelują nierówności podłogi, są również łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.



Konfiguracja parawanu medycznego Silentia®


Dostępny jest szeroki wybór wysokości i długości parawanu.

Wysokość: 1,45m, 1,65m, 1,85m,

Długość: od 3 do 15 skrzydeł (w zależności od wyboru ilości skrzydeł długość wynosi od 0,75m do 3,75m).

Od Twoich potrzeb zależy, jak będzie wyglądał Twój parawan.

Mobilny parawan Silentia umieszczony został na **specjalnym wózku**, który można z łatwością przewozić w dowolne miejsce. Wózek jest stabilny, a po złożeniu parawanu zajmuje niewiele miejsca.



Podwójny medyczny parawan mobilny Silentia ®

Inteligentne rozwiązanie o wielu zastosowaniach. Dwa parawany mocowane na jednym wózku można rozłożyć w linii prostej, w kształcie litery L lub U. Zajmuje niewiele miejsca, a ma bardzo dużo możliwości.



Oryginalne rozwiązania Silentia ®

EasyClick – SILENTIA oferuje kompletne rozwiązania spełniające wymagania prywatności w każdym miejscu opieki nad pacjentem. Ponieważ nasze produkty są ze sobą kompatybilne, dzięki systemowi **EasyClick**, można łatwo je łączyć ze sobą i odłączać, zmieniając systemy w celu maksymalizacji korzyści. Bezproblemowe staje się wypięcie parawanu ze ściany i uczynienie go mobilnym przez zamontowanie na wózku.


EasyClean – System ten zapewnia optymalną higienę parawanów. Ekrany mają gładkie powierzchnie, które można czyścić wszystkimi środkami dezynfekującymi bez obawy zniszczenia ich. Zamknięte kółka można łatwo wyjąć i umyć oddzielnie w zmywarce do naczyń. Wszystkie powierzchnie parawanu są łatwo dostępne do czyszczenia i dezynfekcji.

EasyReturn to łatwe składanie parawanów przy użyciu tylko jednej ręki – chwytamy jedynie za ergonomiczny uchwyt.

Możliwości parawanów Silentia:

Kolorystyka

Szeroka gama kolorów parawanów medycznych Silentia ®



White (W)



Ocean (O)



Forest (F)




Savannah (S)




Tropical (T)



Daylight (D)



Birch (B)




Lime (L)



Mandarin (M)


Wersja Daylight - skrzydła parawanu przepuszczające światło dzienne - w całości lub tylko część powierzchni.



Daylight




Top Daylight



Duo Daylight




Wersja dla dzieci



Konfigurator parawanów online

Sam skonfiguruj i zobacz jak będzie wyglądał Twój parawan:



Higiena

Najwyższe standardy higieny parawanów medycznych Silentia®

Parawany medyczne Silentia® to jedne z nielicznych na rynku, które zapewniają najwyższe standardy higieny. W szpitalach są sprzymierzeńcem w zwalczaniu zakażeń krzyżowych. Dzięki koncepcji EasyClean™ pomagają utrzymać otoczenie pacjenta w czystości, spełniając najwyższe wymagania higieniczne.

- Wszystkie **powierzchnie parawanu Silentia są łatwo dostępne do czyszczenia**.
- Panele parawanów mają gładką twardą **powierzchnię odporną na środki dezynfekujące**.
- Konstrukcja każdego elementu parawanu, takiego jak zawiasy, listwy czy wózek została zaprojektowana z myślą o utrzymaniu maksymalnej higieny.
- Parawany Silentia są wyposażone w specjalny **uchwyt dla personelu**. Jest to jedyne miejsce, za który dotykamy parawan, żeby go złożyć, rozłożyć, lub przetransportować. Ograniczamy w ten sposób miejsce pozostawiania ewentualnych bakterii.
- **Zamknięta konstrukcja kół** zapobiega zbieraniu przez nie kurzu i włosów z podłogi. Można je odłączać od parawanu i myć oddzielnie pod wodą lub nawet w zmywarce.

Higiena

Najwyższe standardy higieny parawanów medycznych Silentia®

Parawany medyczne Silentia® to jedne z nielicznych na rynku, które zapewniają najwyższe standardy higieny. W szpitalach są sprzymierzeńcem w zwalczaniu zakażeń krzyżowych. Dzięki koncepcji EasyClean™ pomagają utrzymać otoczenie pacjenta w czystości, spełniając najwyższe wymagania higieniczne.

- Wszystkie **powierzchnie parawanu Silentia są łatwo dostępne do czyszczenia**.
- Panele parawanów mają gładką twardą **powierzchnię odporną na środki dezynfekujące**.
- Konstrukcja każdego elementu parawanu, takiego jak zawiasy, listwy czy wózek została zaprojektowana z myślą o utrzymaniu maksymalnej higieny.
- Parawany Silentia są wyposażone w specjalny **uchwyt dla personelu**. Jest to jedyne miejsce, za który dotykamy parawan, żeby go złożyć, rozłożyć, lub przetransportować. Ograniczamy w ten sposób miejsce pozostawiania ewentualnych bakterii.
- **Zamknięta konstrukcja kół** zapobiega zbieraniu przez nie kurzu i włosów z podłogi. Można je odłączać od parawanu i myć oddzielnie pod wodą lub nawet w zmywarce.