



## Pari LC Plus Nebulizator

### Opis produktu

Kompresor / aparatura powietrza sprężonego.

#### **PARI BOY**

Wydajność: 440 mg/min

MMD: 3,8  $\mu$ m

Ilość cząsteczek mniejszych niż 5  $\mu$ m: 65%

#### **PARI MASTER**

Wydajność: 520 mg/min

MMD: 3,4  $\mu$ m

Ilość cząsteczek mniejszych niż 5  $\mu$ m: 69%

Zmierzono przy użyciu Malvern MasterSize X w 23°C, 50% wilgotności.