

Pari LC Sprint Junior Nebulizator bez wężyka



Opis produktu

Nebulizator PARI LC SPRINT JUNIOR to wysokiej klasy, łatwy w użyciu nebulizator do efektywnego dostarczenia leku dzieciom od 3 lat, które mogą być inhalowane za pomocą ustnika. Może współpracować ze wszystkimi nebulizatorami PARI. Przeznaczony do sterylizacji w autoklawie, dezynfekcji w zimnych płynach lub w warunkach domowych do gotowania w wodzie. Wytwarza niezwykle drobne kropelki aerozolu dzięki czemu dostarcza lek do małych obszarów płuc. Dodatkowo wyposażony jest w system kontroli szczytowego przepływu wdechowego (PIF), dzięki czemu można uzyskać optymalną depozycję substancji czynnej w płucach (system kontroli PIF jest zintegrowaną częścią nebulizatora i sprawia, że podczas wdechu nie dochodzi do przekroczenia górnej granicy szybkości przepływu, która wynosi ok. 25 l/min, jeżeli w czasie inhalacji wystąpi zwiększony opór, oznacza to, że wdech został wykonany zbyt szybko, w takim przypadku zintegrowany system kontroli PIF nebulizatora zmniejsza automatycznie przepływ wdechowy do ok. 25 l/min).

- zalecane gazy: powietrze, tlen
- minimalna ilość przepływu: 3,0 l/min
- odpowiednie ciśnienie robocze: 0,5 bara / 50 kPa
- maksymalna ilość przepływu: 6,0 l/min
- odpowiednie ciśnienie robocze: 2,0 bara / 200 kPa
- minimalna ilość napełniania: 2 ml
- maksymalna ilość napełniania: 8 ml

PARI JuniorBOY S

Wydajność: 320 mg/min

MMD: 2,9 μ m

Ilość cząsteczek mniejszych niż 5 μ m: 76%

Zmierzono przy użyciu Malvern MasterSize X w 23°C, 50% wilgotności.

Zawartość:

- nebulizator z żółtym wkładem,
- wężyk,
- ustnik.