

Pari LC Sprint Nebulizator bez wężyka



Opis produktu

Nebulizator PARI LC SPRINT to wysokiej klasy, bardzo łatwy w użyciu nebulizator do efektywnego leczenia centralnego obszaru płuc (dla osób po 4 roku życia). Współpracuje z kompresorem TURBOBOY S, BOY SX. Jest przystosowany do sterylizacji w autoklawie, dezynfekcji w zimnych płynach lub w warunkach domowych do gotowania w wodzie. Zastosowanie nowoczesnej technologii redukuje terapię aerozolową do 20%.

Przy użyciu nebulizatorów serii PARI LC SPRINT mogą być stosowane wszystkie leki dostępne na rynku i dopuszczone do terapii inhalacyjnych.

- zalecane gazy: powietrze, tlen
- minimalna ilość przepływu: 3,0 l/min
- odpowiednie ciśnienie robocze: 0,5 bara / 50 kPa
- maksymalna ilość przepływu: 6,0 l/min
- odpowiednie ciśnienie robocze: 2,0 bara / 200 kPa
- minimalna ilość napełniania: 2 ml
- maksymalna ilość napełniania: 8 ml

PARI TurboBOY

Wydajność: 500 mg/min

MMD: 3,5 μ m

Ilość cząsteczek mniejszych niż 5 μ m: 68%

PARI TurboBOY SX

Wydajność: 590 mg/min

MMD: 2,9 μ m

Ilość cząsteczek mniejszych niż 5 μ m: 75%

Zmierzono przy użyciu Malvern MasterSize X w 23°C, 50% wilgotności.

Zawartość:

- nebulizator z niebieskim wkładem,
- wężyk,
- ustnik.