



Pari LC Sprint Star Nebulizator bez wężyka

Opis produktu

Nebulizator PARI LC SPRINT STAR to wysokiej klasy nebulizator przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci (ok. 3-4 lat), które mogą być inhalowane za pomocą ustnika. Jest polecany w przypadku leczenia schorzeń dotyczących drobnych oskrzeli. Łatwy w użyciu. Wytwarza niezwykle drobne kropelki aerozolu dzięki czemu dostarcza lek w sposób celowany głęboko do oskrzeli obwodowych w płucach. Dodatkowo jest wyposażony w system kontroli szczytowego przepływu wdechowego (PIF), dzięki czemu można uzyskać optymalną depozycję substancji czynnej w płucach. Przeznaczony do sterylizacji w autoklawie, dezynfekcji w zimnych płynach lub w warunkach domowych do gotowania w wodzie.

- zalecane gazy: powietrze, tlen
- minimalna ilość przepływu: 3,0 l/min
- odpowiednie ciśnienie robocze: 0,5 bara / 50 kPa
- maksymalna ilość przepływu: 6,0 l/min
- odpowiednie ciśnienie robocze: 2,0 bara / 200 kPa
- minimalna ilość napełniania: 2 ml
- maksymalna ilość napełniania: 8 ml

PARI BOY SX

Wydajność: 450 mg/min

MMD: 2,2 μ m

Ilość cząsteczek mniejszych niż 5 μ m: 89%

Zmierzono przy użyciu Malvern MasterSize X w 23°C, 50% wilgotności.

Zawartość:

- nebulizator z czerwonym wkładem,