

Pionizator SP-I, SP-I/E



Opis produktu

Pionizator dla dorosłych i dzieci z regulacją kąta pochylenia za pomocą podnośnika ręcznego – pokręcania korbką (**SP-I**) lub za pomocą siłownika elektrycznego – pilotem ręcznym (**SP-I/E**).

Wypożyczony w blat tapicerowany, na którym mocowane są pasy do stabilizacji kolan, miednicy i klatki piersiowej. Klin do siadania, pufki boczne podtrzymujące głowę. W części dolnej usytuowany jest podnózek z sandałami i pasami do unieruchomienia stawów skokowych kończyn dolnych. Blat do manipulacji z możliwością regulacji wysokości, niklowana rama boczna i środkowa umożliwia regulację wszystkich elementów tapicerowanych i pasów stabilizujących. Na zamówienie wykonujemy pionizatory dostosowując wymiary oraz wyposażenie dodatkowe do wymagań zamawiającego.

Wymiary:

- długość stołu: 1950 mm
- szerokość stołu: 750 mm
- wysokość: 720 mm
- waga: 70 kg
- max. obciążenie: 200 kg