



Podgrzewacz parafiny / borowiny TEP 21

Opis produktu

Kąpiel wodna jest ogrzewana przez grzejnik znajdujący się pod dnem urządzenia. Na przedniej osłonie parafiniarki znajduje się panel zawierający elementy sterujące, regulacyjne i sygnalizacyjne. Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik główny i termostat.

Podgrzewacz parafiny oferowany jest w 2 wersjach: **TEP 21** oraz **TEP 21 Plus**.

Wyposażenie standardowe TEP21: pokrywa, ruszt, łyżka (chochla do parafiny)

Wyposażenie standardowe TEP21 Plus: pojemnik 2/3, pojemnik 1/3, pokrywa 2/3, pokrywa 1/3, chochla 0,5 l

Wyposażenie dodatkowe: wózek ze stali nierdzewnej pod parafiniarkę

Parametry techniczne:

materiał	stal nierdzewna
pojemność	21 l
wymiary (dł. x szer. x wys.)	540 x 330 x 220 mm
zasilanie	230 - V/50 Hz
temp. robocza borowinowych nośników ciepła	40 - 45°C
temp. robocza parafiny	56 - 58°C
Zakres kontroli temperatury	do 90°C