

Polowy stół operacyjny F4 HC



Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

F4-HC to radiochirurgiczny stół operacyjny do zaawansowanych, mobilnych szpitali polowych, szpitali tymczasowych, szpitali modułowych oraz mobilnych, a także w tymczasowych placówkach medycznych. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa, funkcjonalności i szybkiego montażu w nagłych wypadkach, nawet w przypadku szczególnie skomplikowanych operacji.

F4-HC to rozwiązanie, które łączy funkcjonalność, trwałość i mobilność, aby wspierać personel medyczny w najbardziej wymagających warunkach. Stół operacyjny F4-HC znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Sprawdza się w chirurgii ogólnej, a dzięki możliwości podłączenia wózka ortopedycznego doskonale wspiera zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii. Umożliwia także komfortowe przeprowadzanie procedur w ginekologii, urologii i proktologii – dzięki pozycji litotomijnej.

Łatwy w transporcie (w specjalnych skrzyniach-opcja) pojazdami takimi jak samoloty, śmigłowce, pojazdy ratownicze itp. Może być wykorzystywany na obszarach dotkniętych zjawiskami naturalnymi, klęskami żywiołowymi, w czasie epidemii, pandemii, na zagrożonych terenach wojskowych, w miejscach niedostępnych geograficznie.

Jedyny w swoim rodzaju model F4 HC - dzięki bogatemu zestawowi możliwych akcesoriów - pozwala użytkownikom zaspokoić wszelkie potrzeby chirurgiczne w mobilnych szpitalach polowych, cywilnych i wojskowych.

Stół operacyjny **F4 HC** umożliwia przede wszystkim szybki montaż i demontaż poszczególnych części blatu oraz kolumny stołu. Stół może być wyposażony w specjalistyczną aluminiową skrzynię transportową.

Ze względu na specyficzne przeznaczenie, stół operacyjny F4 HC dostępny jest z kilkoma rodzajami podstaw. Standardowa podstawa stacjonarna dzięki zastosowaniu indywidualnej regulacji stóp umożliwia wypoziomowanie stołu nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach lokalizacyjnych. Dodatkowo posiada podwójne uchwyty transportowe ułatwiające szybkie przemieszczanie stołu. Stół może być również oferowany z mobilną podstawą wyposażoną w cztery duże, podwójne koła z systemem blokowania.

Wykonanie stołu polowego F4 HC ze stali nierdzewnej zapewnia wytrzymałość każdego rodzaju obciążenia klimatycznego, co czyni go idealnym rozwiązaniem do szpitala polowego. Stół jest przezierny dla promieni RTG na całej długości blatu.

Parametry techniczne:

	rodzaj / sposób regulacji		wartość oferowana	
regulacja wysokości blatu	hydrauliczna / pompa nożna		750 – 1050 mm	
regulacja sekcji oparcia pleców	mechaniczna / sprężyna gazowa		+ 75° / - 45°	
przechyły boczne	mechaniczna / przekładnia korbowa		20° / 25°	
prawo/lewo (opcjonalnie)				
Trendelenburg / Anty Trendelenburg	mechaniczna / przekładnia korbowa		35° / 35°	
podgłówek	mechaniczna / manualna		+40° / - 90°	
segment nóg (podnóżki)	2-częściowe	4-częściowe	2-częściowe	4-częściowe
odwodzenie segmentu nóg	mechaniczna / sprężyna gazowa		+ 20° / - 90°	+ 90° / - 90°
odwodzenie segmentu nóg	mechaniczna / manualna		0° / 180°	
blat operacyjny	5 do 9 sekcji w zależności od wersji			
szerokość blatu przy 5 sekcjach	bez szyn bocznych		500 mm	
			550 mm	
	z szynami bocznymi		420 mm	



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

	„okno” do zdjęć RTG	
długość blatu	5-częściowy	1980 mm / 2140 mm
blat obrotowy	opcjonalnie	360°
maksymalny udźwig		250 kg

Video