



Prosta waga lekarska SECA 875

Opis produktu

Wagi do mobilnego użytku muszą być lekkie.

Kompaktowa seca 875 potwierdza to – sama waży tylko 4,2 kg, a mimo to jest niezwykle stabilna i nadaje się do ważenia osób do 200 kg. Do tego stoi ona mocno na czterech samopoziomujących nóżkach, co gwarantuje równowagę.

Dane techniczne

Klasa dokładności:	III (3)
Nośność:	200 kg
Podziałka (g):	200g
Zasilanie:	baterie
miar (szer.xwys.xgł.):	321 x 60 x 356 mm , 12,6 x 2,4 x 14 inch
Waga netto:	4 kg
Funkcje:	automatyczne wyłączanie, włączanie przez nastąpienie, do mobilnego mierzenia
CE:	CE 0109, 0123