



Przenośny aparat do masażu uciskowego dłoni PORTABLE AIR

Opis produktu

PORTABLE AIR to proste w obsłudze urządzenie do masażu uciskowego dłoni, mające na celu poprawę funkcjonowania układu limfatycznego. Aparat wyposażony jest w jednostkę sterującą z mankietem typu "rękawica". W wyposażeniu opcjonalnym dostępny jest mankiet na pas biodrowy oraz mankiet na łydkę.

Dane techniczne

Ilość trybów masażu	3
Ciśnienie	100/140/180 mmHg
Wymiary	84 x 143 x 36 mm