

Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110 NL



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: N - uniwersalna (ściennie-sufitowa)
- walory energooszczędne: mały pobór mocy pozwala zaoszczędzić od 200 do 300 zł miesięcznie
- do tej lampy bakteriobójczej proponujemy L - indukcyjny licznik o wskazaniach z dokładnością do 60 minut. Niestandardowo oferujemy również licznik LW z czteropolowym wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny. Ponadto ten rodzaj licznika został wzbogacony o funkcję dźwiękowego sygnalizowania momentu wymiany promiennika
- dzięki wykonaniu obudowy z blachy kwasoodpornej z urządzenia można łatwo usuwać zabrudzenia. Ten materiał wzmacnia również właściwości dezynfekcyjne
- jest to przepływowa lampa bakteriobójcza, która dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów. Powietrze przepływa przez komorę UV-C, dzięki czemu promieniowanie nie wydostaje się na zewnątrz
- wysoki stopień dezynfekcji powietrza potwierdzony badaniami i zaświadczony wszelkimi wymaganymi certyfikatami
- zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej lub istnieje duże prawdopodobieństwo zachorowań np. żłobkach i przedszkolach

Przepływową lampę bakteriobójczą serii NBVE 110 NL stosuje się w:

- szpitalach
- przedszkolach
- żłobkach
- przychodniach
- izbach przyjęć
- salach chorych
- przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczo-przetwórczym

Zalecamy używanie tej lampy wszędzie tam, gdzie wymagane jest zachowanie szczególnej sterylności i czystości mikrobiologicznej. Ten model można stosować w miejscach, gdzie przebywa jednocześnie wiele ludzi, ponieważ szkodliwe dla zdrowia promieniowanie nie wydostaje się na zewnątrz lampy. Przepływ dzięki wyspecjalizowanemu wentylatorowi odbywa się przez komorę dezynfekcyjną wyposażoną w promienniki bakteriobójcze.

Największą zaletą tej lampy bakteriobójczej jest to, że promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz, co gwarantuje bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pomieszczeniu. Pomimo tego, że stosowanie lamp typu NBVE jest w pełni nieszkodliwe dla człowieka, bakterie, grzyby, pleśnie oraz drobnoustroje zostają bezpowrotnie dezaktywowane. Umożliwia to promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 115 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m³/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³/h
- zasięg działania lampy: 18-36 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- typ obudowy: IP 20
 - wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
 - wymiary: 1190 x 215 x 145 mm
 - masa: 9 kg
-