



Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110 P

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- energooszczędność: stosunkowo niewielki pobór mocy
- blaszana obudowa: wykonana z materiału kwasoodpornego zwiększa wydajność dezynfekcji oraz pozwala na szybkie i łatwe usuwanie zabrudzeń z powierzchni urządzenia
- podczas działania tej lampy personel oraz pacjenci mogą przebywać w pomieszczeniu
- przepływ: cyrkulacja powietrza odbywa się przez komorę UV-C
- zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób np. żłobkach i przedszkolach - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej
- gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza potwierdzona badaniami i zaświadczona wszelkimi wymaganymi certyfikatami

W związku z tym, że szkodliwe promieniowanie nie wydostaje się poza obudowę lampy, podczas stosowania tego urządzenia można przebywać w pomieszczeniu. Ten rodzaj przepływowej lampy bakteriobójczej można stosować zarówno w szpitalach jak i w żłobkach, przemyśle kosmetycznym czy w farmacji. Właśnie w tych miejscach wymagane jest zachowanie szczególnej sterylności. Czystość mikrobiologiczna jest ważna w budynkach i salach, gdzie przebywa lub przez które przechodzi wiele osób.

Przepływ powietrza przez tę lampę bakteriobójczą umożliwia zastosowanie komory dezynfekcyjnej, wewnątrz której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Wentylator także odgrywa znaczącą rolę w procesie cyrkulacji powietrza.

Promieniowanie o długości fali 253,7 nm skutecznie dezaktywuje bakterie, grzyby, pleśnie oraz wszelkie inne drobnoustroje.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 115 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m³/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³/h
- zasięg działania lampy: 18-36 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 600 x 1270 x 600 mm
- masa: 13,5 kg