



Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110 PL

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- model energooszczędny - stosowanie tej lampy bakteriobójczej (w porównaniu do tradycyjnych lamp) pozwala zaoszczędzić nawet 200-300 zł miesięcznie
- typ obudowy: wykonana z blachy kwasoodpornej (łatwo ją utrzymać w czystości, a jej właściwości zwiększają wydajność procesu dezynfekcji)
- podczas działania tej lampy personel oraz pacjenci mogą przebywać w pomieszczeniu
- przepływ powietrza odbywa się przez komorę UV-C
- zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, przedszkolach i żłobkach, w poczekalniach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej
- standardowym licznikiem przeznaczonym do tego modelu jest L - wersja indukcyjna z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny. Innym typem licznika, który również możemy zamontować w tym modelu jest typ LW - elektroniczny z wyświetlaczem czteropolowym. Ten model sumuje pracę promienników i sygnalizuje za pomocą dźwięku konieczność ich wymiany
- gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza potwierdzona badaniami i zaświadczona wszelkimi wymaganymi certyfikatami

Głównym zadaniem przepływowej lampy bakteriobójczej serii NBVE 110 PL jest dezynfekcja powietrza w różnego typu pomieszczeniach, w których przebywa wiele osób. Ten rodzaj lampy stosuje się między innymi w:

- przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
- branży spożywczej
- szpitalach
- na izbach przyjęć
- w przedszkolach i żłobkach
- a także w gastronomii, farmacji i hotelarstwie

W tych miejscach wymagane jest zachowanie szczególnej sterylności. Czystość mikrobiologiczna jest bardzo istotna w budynkach i salach, gdzie przebywa lub przez które przechodzi wiele osób.

Przepływ powietrza przez tę lampę bakteriobójczą umożliwia zastosowanie komory dezynfekcyjnej, wewnątrz której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Wentylator także odgrywa znaczącą rolę w procesie cyrkulacji powietrza.

Promieniowanie o długości fali 253,7 nm skutecznie dezaktywuje bakterie, grzyby, pleśnie oraz wszelkie inne drobnoustroje.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 115 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m³/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³/h
- zasięg działania lampy: 18-36 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- wymiary: 600 x 1270 x 600 mm
- masa: 13,5 kg