

Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110 S



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: S - sufitowa
- pobór mocy: model energooszczędny; Jego stosowanie zmniejsza miesięczne zużycie energii elektrycznej o około 200-300 zł
- bezpieczeństwo pacjentów i personelu: ten rodzaj lampy bakteriobójczej nie emituje promieniowania szkodliwego dla człowieka, w związku z czym załoga pracownicza, chorzy oraz klienci mogą przebywać w pomieszczeniu podczas pracy tego urządzenia
- przepływowość: model ten wymusza przepływ powietrza przez komorę UV-C
- skuteczność: potwierdzona certyfikatami oraz badaniami przeprowadzanymi w specjalistycznych laboratoriach
- zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej jak również w przedszkolach i żłobkach.
- obudowa: blacha kwasoodporna, która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości

Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110 S świetnie spełnia swoje zadanie we wszystkich miejscach, gdzie przebywają chorzy (w szpitalach, przychodniach czy aptekach). Poza tym doskonale sprawdza się również w gastronomii, hotelarstwie, żłobkach, przedszkolach oraz w przemyśle spożywczym, przetwórczym i kosmetycznym. Dezynfekcja powietrza jest wskazana we wszystkich miejscach, gdzie przebywają duże grupy osób, a gdzie wymagane jest zachowanie czystości mikrobiologicznej.

Zastosowanie najwyższych technologii sprawia, że system tej lampy jest bardzo szczelny. Promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz. Pomimo tego, że stosowanie lamp typu NBVE jest w pełni nieszkodliwe dla człowieka, bakterie, grzyby, pleśnie oraz drobnoustroje zostają bezpowrotnie dezaktywowane. Umożliwia to promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.

Mechanizm tej lampy bakteriobójczej polega na wymuszonym przepływie powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten umożliwia wbudowany w lampę wentylator.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 115 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m³/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³/h
- zasięg działania lampy: 18-36 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 330 x 130 mm
- masa: 9 kg