



Przełykowa lampa bakteriobójcza NBVE 60 P

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- w związku z tym, że ta przełykowa lampa bakteriobójcza jest energooszczędna, miesięcznie zaoszczędza się około 200-300 zł (w zależności od tego, ile czasu urządzenie będzie pracować)
- model: przełykowa energooszczędna lampa bakteriobójcza
- cel stosowania: skuteczna dezynfekcja powietrza (nawet w obecności pacjentów i personelu)
- osoby przebywające w pomieszczeniu nie są narażone na szkodliwe promieniowanie, ponieważ ta lampa została zaprojektowana w taki sposób, aby powietrze przepływało przez komorę UV-C
- ten model pomyślnie przeszedł wszelkie wymagane badania, a jego skuteczność potwierdzają certyfikaty
- zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach, przedszkolach i żłobkach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej
- obudowa: blacha kwasoodporna, która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości

Przełykowe lampy bakteriobójcze serii NBVE to jeden z najskuteczniejszych sposobów dezynfekcji powietrza w: szpitalach, przychodniach, aptekach, laboratoriach, a także w przedszkolach, żłobkach, hotelarstwie, gastronomii, przemyśle farmaceutycznym, spożywczo-przetwórczym oraz kosmetycznym. Najważniejszą cechą tego modelu jest to, że promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz, dlatego osoby znajdujące się w pomieszczeniu nie są narażone na kontakt ze szkodliwie dla zdrowia radiacją.

Promieniowanie o długości fali 253,7 nm sprawia, że bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie oraz wszelkie drobnoustroje znajdujące się w powietrzu, są dezaktywowane. W związku z tym, że tę lampę można stosować w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, zalicza się ona do wyposażenia gabinetów lekarskich oraz salonów kosmetycznych. W tych miejscach zachowanie sterylności i czystości mikrobiologicznej jest bardzo ważne.

Proces oczyszczania powietrza poprzez energooszczędne lampy przełykowe serii NBVE polega na wymuszonym obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu w lampie wentylatorowi.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 85 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 132 m³/h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m³/h
- zasięg działania lampy: 10-20 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 600 x 1270 x 600 mm
- masa: 13 kg