



Przełykowa Lampa bakteriobójcza NBVE 60 PL

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- model energooszczędny
- blacha kwasoodporna jako kluczowy materiał konstrukcji obudowy zwiększa właściwości dezynfekcyjne; ponadto pozwala utrzymać urządzenie w czystości
- skuteczność potwierdzona badaniami i certyfikatami najwyższej klasy
- cel stosowania: skuteczna dezynfekcja powietrza (bez konieczności opuszczania pomieszczenia przez pacjentów i personel)
- przepływ powietrza przez komorę UV-C - dzięki temu osoby przebywające w sali nie mają kontaktu z promieniowaniem szkodliwym dla zdrowia
- standardowy licznik czasu pracy dla tego modelu to typ L - licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1h. Na zamówienie montujemy również licznik LW z mikroprocesorem oraz czteropolowym wyświetlaczem o wskazaniach do 1 h (oraz z akustyczną funkcją powiadamiania o konieczności wymiany promienników)
- zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach oraz w innych miejscach np. przedszkolach i żłobkach, w których przebywa wiele osób - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej

Przełykowa lampa bakteriobójcza NBVE 60 PL emituje promieniowanie o długości fali 253,7 nm. Takie natężenie wystarcza, aby skutecznie dezaktywować szkodliwe bakterie, wirusy, grzyby i inne drobnoustroje w miejscach, gdzie wymagana jest najwyższa sterylność mikrobiologiczna. Na przykład w: salonach kosmetycznych, szpitalach, przedszkolach, przychodniach oraz w halach produkcyjnych (w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym).

Najważniejszą cechą tego modelu jest to, że promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz, dlatego osoby znajdujące się w pomieszczeniu nie są narażone na kontakt ze szkodliwą dla zdrowia radiacją.

Przełykowa lampa bakteriobójcza NBVE 60 PL została wyposażona w licznik czasu pracy. Dzięki temu kontrola zużycia źródeł światła staje się łatwa i nie trzeba zapisywać czasu pracy urządzenia. Za oczyszczanie powietrza odpowiada natomiast komora dezynfekcyjna, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Cykulacja powietrza przez lampę odbywa się dzięki wbudowanemu wentylatorowi.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 85 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 132 m³/h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m³/h
- zasięg działania lampy: 10-20 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 600 x 1270 x 600 mm
- masa: 13 kg



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY