



Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego i kolanowego AVIOR

Opis produktu

Urządzenie AVIOR umożliwia rehabilitację poprzez wykonywanie ćwiczeń biernych oraz czynno-oporowych i funkcjonalnych w obrębie stawu skokowego. Uzupełnione jest również o możliwość rehabilitacji stawu kolanowego w postaci zginania i prostowania, zarówno z oporem, jak i bez.

- Rehabilitacja czynna, bierna, oporowa oraz funkcjonalna
- Odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego
- Możliwość stosowania Biofeedback
- Skuteczność, komfort, mobilność

Możliwości wykonywania ćwiczeń biernych pozwala na odciążenie rehabilitanta przy pracy, który jednocześnie może poświęcić czas kilku pacjentom. Pacjent natomiast, pracując sam, samodzielnie określa granice bólowe, dopasowując zakresy ruchu do swoich możliwości, co zmniejsza stany lękowe oraz dyskomfort podczas wykonywania ćwiczeń. Urządzenie AVIOR jest proste w obsłudze oraz mobilne dzięki wyposażeniu w kółka jezdne.

Ergonomiczny design zaprojektowany przez projektanta, zapewnia wygodę użytkownika oraz estetykę urządzenia. Urządzenie może zostać wyposażone w Biofeedback, który uzbraja proces rehabilitacji w sprzężenie zwrotne, stymulujące układ nerwowy, zwiększając tym samym efektywność rehabilitacji oraz wpływając na komfort wykonywania ćwiczeń.

Wskazania:

- Urazy chrząstki i ścięgna
- Nadwyrężenia i naciągnięcia mięśni oraz więzadeł
- Skręcenia
- Zwichnięcia
- Złamania

Parametry techniczne:

- Wymiary (szer x dług x wys): 390 x 892 x 910 mm
- Masa: 25 kg