

Ramka na kartę gorączkową KG-1



Opis produktu

Ramka na kartę pacjenta KG-1

- do zawieszenia na szczytce łóżka
- karta wsuwana od góry
- kolor: biały
- układ poziomy A4
- wymiary zewn.: 320 x 200 mm
- wykonana z PCV grubości 2-3 mm
- zastosowany materiał posiada atest higieniczny
- łatwo zmywalna, nie brudząca się, odporna na działanie promieni UV
- nie uszkadza i nie rysuje szczytów łóżek
- pasuje do wszystkich rodzajów kart gorączkowych