



Ramka na kartę gorączkową KG-2 z klipsem

Opis produktu

Ramka na kartę pacjenta KG-2

- kolor biały
- układ poziomy A4
- wymiary zewn.: 320 x 200 mm
- chromowany klips do zamocowania karty pacjenta
- materiał: PCV o grubości 2-3 mm z atestem higienicznym
- łatwo zmywalna, nie brudząca się, odporna na działanie promieni UV
- nie uszkadza i nie rysuje szczytów łóżek
- pasuje do wszystkich rodzajów kart