



Rejestrator holterowski EKG AsPEKT 712 v.301

Opis produktu

Rejestrator AsPEKT 712 v.301 jest urządzeniem cyfrowym o zasilaniu bateryjnym przeznaczonym do rejestracji i zapisu na kartę microSDHC 12-odprowadzeniowego i 3-odprowadzeniowego badania EKG metodą Holtera (z 10, 7 i 4 elektrod) przez okres 24 godzin, 48 godzin lub 7 dni. Zapisane badania EKG są odczytywane i analizowane przez oprogramowanie HolCARD 24W. Rejestrator ma możliwość rejestracji stymulacji oraz dwóch rodzajów zdarzeń.

Rejestrator AsPEKT 712 v.301 wyposażono w kolorowy wyświetlacz oraz klawiaturę pojemnościową umożliwiającą wstępną konfigurację rejestratora oraz podgląd jakości sygnału EKG.

Specyfikacja techniczna:

- rejestracja 3 lub 12 odprowadzeń EKG
- rejestracja sygnału EKG przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni
- podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej
- detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji
- karta microSDHC do zapisu danych EKG
- klawiatura dotykowa z przyciskami funkcyjnymi
- menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury
- dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG
- możliwość podglądu danych pacjenta
- opcje zmiany parametrów takich jak:
 - tryb wyświetlania grup
 - tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń
 - typ badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe)
 - data i godzina
 - tryb Online (możliwość połączenia bezprzewodowego)
 - język
- wybór trybu pracy: Optimal (częstotliwość próbkowania 250 Hz) lub Extended (częstotliwość próbkowania 2000 Hz)
- trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora
- sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP
- uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach
- uruchomienie rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową przez oprogramowanie HolCARD 24W lub program Konfigurator AsPEKT.
- rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń
- filtr izolinii 0,05 Hz
- funkcje oszczędności energii baterii
- współpraca z oprogramowaniem HolCARD 24W

Standardowe wyposażenie:

- elektrody jednorazowe (50 szt.)
 - bateria alkaliczna typu AA (1 szt.)
 - karta microSDHC (1 szt.)
 - 10-elektrodowy kabel EKG KRH-712 v.321 - rozmiar standard (1 szt.)
 - jednorazowa torebka na rejestrator (10 szt.)
 - instrukcja użytkownika rejestratora
 - skrócona instrukcja użytkownika rejestratora
 - instrukcja użytkownika kabla EKG
-



Eres Medical Sp. z o.o.
Plouszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Opcjonalne wyposażenie:

- oprogramowanie HolCARD 24W
 - 4-elektrodowy kabel EKG KRH-703 v.331 - rozmiar duży (1 szt.)
 - 7-elektrodowy kabel EKG KRH-703 v.421 - rozmiar standard (1 szt.)
 - 4-elektrodowy kabel EKG KRH-703 v.321 - rozmiar standard (1 szt.)
-