



Robotyczna szyna CPM REBLESS

Opis produktu

Główne cechy:

- **Zastosowanie do wielu stawów** (nadgarstek, łokieć, kostka i kolano).
- **Szeroki zakres możliwości rehabilitacji** - urządzenie stosowane w leczeniu neurologicznych i mięśniowo-szkieletowych zaburzeń ruchu.
- **Tryb pracy: pasywny, aktywnie wspomagany, aktywny i oporowy**, dzięki czemu terapia może być dostosowana do stanu zdrowia i postępów każdego pacjenta.
- Łatwe sterowanie za pomocą **przewodowego pilota** oraz opcjonalnie poprzez mobilną aplikację, która umożliwia przeglądanie danych dotyczących aktywności i postępów pacjenta.

Pozycje do ćwiczeń

Staw łokciowy

Neutralne zgięcie i wyprost

Zgięcie i wyprost (pronacja)

Zgięcie i wyprost (supinacja)

Staw nadgarstkowy

Odchylenie promieniowe

Wyprost

Zgięcie

Staw kolanowy

Zgięcie i wyprost (w pozycji siedzącej)

Zgięcie i wyprost (w pozycji leżącej)

Staw skokowy

Zgięcie grzbietowe i podeszwowe (w pozycji siedzącej)

Zgięcie grzbietowe i podeszwowe (w pozycji leżącej)

Parametry techniczne:

Zakres roboczy:

staw łokciowy: $0^{\circ} \sim 140^{\circ}$
staw nadgarstkowy: $0^{\circ} \sim 60^{\circ}$
staw kolanowy (w pozycji leżącej): $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$
staw kolanowy (w pozycji siedzącej): $0^{\circ} \sim 60^{\circ}$



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Prędkość:

Wymiary pacjenta:

Waga pacjenta:

Klasyfikacja sprzętu elektrycznego:

Wartość znamionowa:

Maksymalny moment obrotowy:

Waga produktu:

Rozmiar:

staw skokowy: 0 ~ 110°

40° ~ 400° na minutę

przedramię: 9" ~ 11,7" (22,8 ~ 29,6 cm)

kość piszczelowa: 14,2" ~ 18,3" (36,1 ~ 46,4 cm)

maks. 135 kg

klasa II. Typ BF. IP21

wejście: 100-240 V, 2.5-1.3 A / 50-60 Hz

wyjście: 24 V, 9.2 A

maks. 221 W

30 Nm

18 kg

79,2 cm x 34 cm x 23,7 cm