



Rotor elektryczny kończyn górnych i dolnych APT-1

Opis produktu

Przenośne urządzenie o wadze jedynie 10kg możemy ustawić na podłodze lub na blacie w zależności od tego, które kończyny ćwiczymy. Duży wybór akcesoriów, łatwych do zamontowania i zdemontowania sprawiają, że urządzenie ma bardzo szerokie zastosowanie.

DWA TRYBY PRACY :

Tryb bierny:

- 5 prędkości
- Funkcja operacyjna, która w przypadku zatrzymania ruchu rotora spowodowanego wzmożonym napięciem mięśni odwraca kierunek ruchu tzn. aplikuje ruch w przeciwną stronę.
- Możliwość dobrania mocniejszego lub słabszego treningu kończyn również dla niepełnosprawnych pacjentów.
- Poprawia krążenie, napięcie mięśni i zakres ruchu.
- Zmniejsza skurcze i obrzęki.
- Normalizuje napięcie mięśni kończyn dolnych.

Tryb czynny:

- 5 poziomów oporu ćwiczeń.
- Aktywny trening dla kończyn górnych i dolnych.
- Regulowany promień wykonywanego ruchu.
- Poprawia krążenie krwi, zwiększa wytrzymałość mięśni

Wskazania do stosowania rotora APT-1 obejmują m.in.:

- stany po złamaniach z unieruchomieniem w obrębie stawu kolanowego;
- zmiany zwyrodnieniowe stawów (osteoartroza);
- stany po endoprotezoplastyce kolana;
- stany zanikowe mięśni po unieruchomieniu stawu;
- stany pooparzeniowe;
- ćwiczenia zapobiegające powstawaniu osteoporozy;
- ćwiczenia ogólnorozwojowe;
- stany zapalne i reumatyczne;
- stany zaburzenia krążenia.

W standardowym wyposażeniu rotor **APT-1** zawiera uchwyty proste dłoni oraz podnóżki. proste.



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Dane techniczne:	
Regulacja prędkości	20 - 60 obrotów na minutę (skala 5- stopniowa);
Maksymalne obciążenie	150 W (skala 5-stopniowa);
Waga:	10 kg.
Zasilanie:	220 - 240 V;
Wymiary (po złożeniu - długość x szerokość x wysokość)	60 x 26 x 16 cm;