



Schodki do wanny z poręczą

Opis produktu

Schodki z poręczą do wanny ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z wanny z antypoślizgową powierzchnią. Tworzywo, z którego zostały wykonane stopnie przystosowane jest do środowiska wilgotnego.

Wymiary podstawy	640x600 mm
Wysokość I stopnia	220mm
Wysokość II stopnia	450mm
Wysokość poręczy	1240mm
Ciężar	8kg

Kolory standardowe:

niebieski
zielony

Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw.