

Schody do nauki chodu S/U-S



Opis produktu

Szkielet schodów oraz poręcze – stalowe, stopnice i podstopnie wykonane ze sklejki pokrytej wykładziną antypoślizgową.

Wymiary:

- długość: 2550 mm
- szerokość: 900 mm
- wysokość poręczy: 63 ÷ 115 cm
- rozstaw poręczy: 35 ÷ 63/75 cm
- wejście: 5 stopni o wys. 100 mm
- zejście: 3 stopnie o wys. 160 mm