

Spirometr Spirobank II Basic



Serwis



Transport



Opis produktu

Prostota i niezawodność

Spirometr Spirobank II Basic to urządzenie idealne dla lekarzy rodzinnych, lekarzy POZ, dla medycyny pracy oraz do badań przesiewowych.

Spirobank II Basic jest dla Ciebie, gdy potrzebujesz profesjonalnego niezawodnego urządzenia do prostych badań spirometrycznych.

Dwa tryby pracy

- **spirometr samodzielny / przenośny** - wyniki badań są wyświetlone na ekranie spirometru,
- **spirometr stacjonarny** - możliwość podłączenia spirometru do komputera, przesłania danych i korzystania z rozbudowanego oprogramowania spirometrycznego MIR Spiro.

Komfortowa obsługa

- szybki dostęp do funkcji spirometru
- intuicyjne menu oparte na ikonach
- wysokiej jakości wyświetlacz z podświetleniem
- możliwość analizy wykonanych testów bezpośrednio na ekranie spirometru z podglądem krzywych bez konieczności połączenia z komputerem
- połączenie z PC za pomocą USB
- akumulator o długiej żywotności
- spirometr dostępny z turbinami jednorazowymi i wielorazowymi

Szybki test spirometryczny

- krzywe przepływu w czasie rzeczywistym
- test PRE-POST (broncholidacyjny)
- pamięć do 10.000 testów spirometrycznych
- oprogramowanie PC Winspiro PRO z bezpłatnymi aktualizacjami online
- mierzy 12 parametrów spirometrycznych

Mierzone parametry:

FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25-75, FET, Extrap. Volume, Lung Age, VC, IVC, IC, ERV

Oprogramowanie spirometryczne MIR Spiro na Twój komputer:

- Kompleksowe oprogramowanie do spirometrii i pulsoksymetrii
- Zaprojektowane do integracji z EMR/EHR
- Zgodne z najnowszymi wytycznymi ATS/ERS
- Dostępne do użytku na komputerach stacjonarnych i laptopach MacOS i Windows

System motywacyjny dla dzieci

Spirometr Spirobank II Basic idealnie nadaje się do badania małych pacjentów. Posiada wbudowany **system motywacyjny dla dzieci**. Poprzez różnego rodzaju kolorowe animacje, które wchodzi w interakcję z małymi pacjentami, badanie staje się przyjemniejsze i łatwiejsze do przeprowadzenia.

Parametry techniczne:

Wyświetlacz

160×80 pixeli, 2,5"



Eres Medical Sp. z o.o.
Płuszczyce Kol. 64b
21-008 Tomaszówce
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Waga	140g
Wymiary	160x55x25mm
Zakres pojemności	10l
Zakres przepływu	16l/s
Praca jako samodzielne urządzenie	tak
Praca z komputerem w czasie rzeczywistym	tak
Zasilanie	Kabel USB do ładowania
Testy w czasie rzeczywistym	Tylko przy podłączeniu do PC
Próba bronchodilacyjna (PRE-POST)	tak
Połączenie z PC	USB
Liczba mierzonych parametrów	12
Mierzone parametry	FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25-75, FET, Extrap.
Pamięć	Volume, Lung Age, VC, IVC, IC, ERV
Moduł pulsoksymetrii	10.000 testów
Kalibracja	nie
Czujnik pomiaru	Nie wymagana, ale możliwa
Oprogramowanie	Turbiny jednorazowe lub wielokrotnego użytku
	MIR Spiro

Wyposażenie standardowe:

- oprogramowanie MIR Spiro
- kabel USB
- etui na spirometr

Dostępne turbiny do spirometru:

FlowMIR **Turbiny jednorazowe**

W zestawie ustnik
Nie wymagana dezynfekcja, ani kalibracja turbiny
Każda turbina zapakowana indywidualnie w plastikową torebkę
Opakowanie zbiorcze zawiera 60 turbin

Turbina wielokrotnego użytku

Konieczność dokupienia jednorazowych [ustników do spirometrii](#)
Wymagana dezynfekcja oraz kalibracja turbiny
Pakowane pojedynczo w kartonik

UWAGA! Cena nie obejmuje turbin do spirometru i ustników, które są dostępne jako oddzielne produkty.

