



Ssak medyczny akumulatorowy Mevacs M20-230/12V

Opis produktu

Główne zastosowania: hospicja, opieka nad pacjentem w domu, transport chorych i inne w szerokim zakresie parametrów technicznych.

Dane techniczne:

- Pompa próżniowa bezolejowa
- Masa: 3,2 kg
- Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.): 28 x 18 x 35 cm
- Przepływ 18 l/min.
- podciśnienie 80 kPa
- Głośność 55 dB
- Zasilanie 230V, 50/60 Hz; akumulator wewnętrzny (czas pracy 80 min.)
- Przewód zasilający o długości 3 m

Wyposażenie standardowe:

- pojemnik z tworzywa nietłukącego 0,5 l
- komplet przewodów
- filtr bakteryjny

Wyposażenie dodatkowe:

- zbiornik o pojemności 1 l z poliwęglanu z dodatkowym uchwytem
- torba transportowa

[Akcesoria do ssaków Mevacs - pełna oferta >>](#)