

Ssak medyczny Mevacs 50



Opis produktu

Nowa generacja ssaków elektrycznych – jedyne takie urządzenia na rynku europejskim. Obsługa jest bardzo prosta z przebiegiem odsysania sterowanym mikroprocesorem. Sprawia to, że ssak Mevacs 50 ma szerokie zastosowanie w chirurgii, neurochirurgii, chirurgii plastycznej, ginekologii, drenażu ciągłym w obrębie klatki piersiowej, na oddziałach pooperacyjnych jak również przy odsysaniu z dróg oddechowych. Ssaki mają możliwość odsysania klasycznego oraz za pomocą specjalnych programów.

Dane techniczne:

- Pompa próżniowa bezolejowa
- Masa: 11 kg
- Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.): 54 x 23,5 x 43 cm
- Przepływ 50 l/min.
- podciśnienie 93 kPa
- Głośność 45 dB
- Zasilanie 230V, 50/60 Hz
- Przewód zasilający o długości 4 m
- Praca ciągła 24 godziny na dobę

Tryby pracy:

- ssanie ciągłe (klasyczne) w zakresie 0-93 kPa
- ssanie z funkcją STANDBY – ssak się wyłącza i włącza samodzielnie nie absorbując obsługi
- ssanie pulsacyjne w zakresie 0-93 kPa (chirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastyczna) tryb ekstrakcji próżniowej (VE)
- ssanie delikatne w trybie drenażu w zakresie 0-20kPa (torakochirurgia, oddziały pooperacyjne)

Wyposażenie standardowe

- pojemnik z tworzywa nietłukącego 2 l
- zbiornik zabezpieczający
- komplet przewodów
- filtr bakteryjny

Wyposażenie dodatkowe

- wózek jezdny
- zbiorniki 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
- zbiorniki jednorazowego użytku
- sterownik nożny
- system do drenażu z opłucnej
- zbiornik do odkładania kateterów

[Akcesoria do ssaków Mevacs - pełna oferta >>](#)



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY