

Ssak medyczny Mevacs M20



Opis produktu

Ssak Mevacs M20 może być wykorzystany na anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, oddziałach wewnętrznych, endoskopii, hospicjach, pogotowiu ratunkowym, w gabinetach lekarza rodzinnego i opiece nad pacjentem w domu. Możliwe są inne zastosowania w zakresie parametrów technicznych.

Dane techniczne:

- Pompa próżniowa bezolejowa
- Masa: 5,1 kg
- Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.): 40 x 18 x 37 cm
- Przepływ: 28 l/min.
- podciśnienie 82 kPa
- Głośność 45 dB
- Zasilanie sieciowe 230V, 50/60 Hz
- Przewód zasilający o długości 3 m
- Praca ciągła 24 godziny na dobę

Wyposażenie standardowe:

- pojemnik z tworzywa nietłukącego 1 l
- komplet przewodów
- filtr bakteryjny

Wyposażenie dodatkowe:

- wózek jezdny
- zbiorniki o pojemności 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
- pojemniki jednorazowego użytku
- sterownik nożny

[Akcesoria do ssaków Mevacs - pełna oferta >>](#)