



## Ssak medyczny Mevacs M20 MOD-1

### Opis produktu

**Ssak medyczny Mevacs M20 MOD** znajduje zastosowanie na anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, oddziałach wewnętrznych, endoskopii, hospicjach, pogotowiu ratunkowym, w gabinetach lekarza rodzinnego. Jego niewielkie wymiary i intuicyjna obsługa sprawiają, że jest to ssak chirurgiczny idealny do domowej opieki nad pacjentem. Możliwe są inne zastosowania w zakresie parametrów technicznych.

**Pompa bezolejowa**, w którą wyposażony jest ssak medyczny Mevacs M20 MOD, zapewnia niezawodność, zaś filtr antybakteryjny i węże silikonowe ze zbiornikami nietłukącymi najwyższą sterylność przy pracy.

**Praca ciągła 24 godziny na dobę.**

Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego.  
Dowolna konfiguracja na życzenie klienta.

#### Dane techniczne:

- Pompa próżniowa bezolejowa
- Masa:
- Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.): 43 x 21 x 37 cm
- Przepływ: 28 l/min.
- podciśnienie 82 kPa
- Głośność 45 dB
- Zasilanie sieciowe 230V, 50/60 Hz
- Przewód zasilający o długości 3 m

#### Wyposażenie standardowe:

- pojemnik z tworzywa nietłukącego 1 l
- komplet przewodów
- filtr bakteryjny

#### Wyposażenie dodatkowe:

- wózek jezdny
- zbiorniki o pojemności 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
- pojemniki jednorazowego użytku
- sterownik nożny
- system zabezpieczający przed przelaniem, działający w oparciu o bezdotkowy czujnik objętościowy - automatyczne wyłączenie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę

[Akcesoria do ssaków Mevacs - pełna oferta >>](#)