



Ssak medyczny Mevacs M38 MOD-1

Opis produktu

Ssak medyczny Mevacs M38 MOD-1 może być wykorzystany na bloku operacyjnym, anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, oddziałach wewnętrznych, endoskopii, liposukcji. Ssak można rozbudować o system do drenażu długoterminowego.

Możliwe są inne zastosowania w szerokim zakresie ich parametrów technicznych.

Pompa bezolejowa zapewnia niezawodność, zaś filtr bakteryjny i węże silikonowe ze zbiornikami nietłukącymi najwyższą sterylność przy pracy.

Ssak medyczny Mevacs M 38 MOD-1 zapewnia pracę ciągłą 24 godziny na dobę.
Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego.

Dowolna konfiguracja na życzenie klienta.

Dane techniczne:

- Pompa próżniowa bezolejowa
- Masa: 10,5 kg
- Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.): 52,5 x 25,5 x 42 cm
- Przepływ 40 l/min.
- podciśnienie 93 kPa
- Głośność 45 dB
- Zasilanie 230V, 50/60 Hz
- Przewód zasilający o długości 4 m

Wypożyczenie standardowe

- pojemnik z tworzywa nietłukącego 2 l
- zbiornik zabezpieczający
- komplet przewodów
- filtr bakteryjny
- dren silikonowy do pacjenta – 4 m

Wypożyczenie dodatkowe

- wózek jezdny
- zbiorniki 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
- zbiorniki jednorazowego użytku
- sterownik nożny
- system do drenażu z opłucnej
- zbiornik do odkładania kateterów

[Akcesoria do ssaków Mevacs - pełna oferta >>](#)