



Ssak medyczny Mevacs M90

Opis produktu

Pompa bezolejowa zapewnia niezawodność, zaś filtr bakteryjny i węże silikonowe ze zbiornikami nietłukącymi najwyższą sterylność przy pracy. Ssaki mogą być wykorzystane na bloku operacyjnym, anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, oddziałach wewnętrznych, endoskopii. Możliwe są inne zastosowania w szerokim zakresie parametrów technicznych.

Dane techniczne:

- Pompa próżniowa bezolejowa
- Masa: 33 kg
- Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.): 50 x 50 x 108 cm
- Przepływ 108 l/min.
- podciśnienie 92 kPa
- Głośność 45 dB
- Zasilanie 230 V, 50/60 Hz
- Przewód zasilający o długości 4 m
- Praca ciągła 24 h na dobę

Wyposażenie standardowe:

- pojemnik z tworzywa nietłukącego 2 l - 2 szt.
- podstawa z systemem jezdnym
- zbiornik zabezpieczający - 2 szt.
- komplet przewodów
- filtr bakteryjny
- cylinder do odkładania kateterów

Wyposażenie dodatkowe:

- zbiorniki o pojemności 1 l, 2 l, 4 l z poliwęglanu lub polisulfanu
- zbiorniki jednorazowego użytku
- sterownik nożny